

# EXUDADO CONJUNTIVAL

## MATERIAL NECESARIO




Hisopo Dacron  
varilla metálica y flexible  
(tapón naranja)




Suero salino estéril

- En caso de sospecha de infección por *Chlamydia trachomatis* ponerse en contacto con el laboratorio de Microbiología.
- En caso de sospecha de infección por virus herpes simple utilizar medio de transporte específico para virus (Vircell) o en su defecto hisopo Dracon sin medio de transporte.



## PROCEDIMIENTO



- Si existe presencia de exudado no hace falta humedecer el hisopo, de lo contrario humedecer la torunda en suero fisiológico y frotar sobre la conjuntiva tarsal inferior, desde el ángulo lateral al interno.
- En caso de obstrucción del canal lacrimal, presionar sobre éste y recoger el exudado
- Deberá utilizarse una torunda para cada ojo, especificando en cada uno derecho e izquierdo. Cada hisopo irá acompañado de su volante de petición.
- Transporte inmediato al laboratorio.