



HAD Hospitalización
a Domicilio

COMPLEJO
ASISTENCIAL
UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA



Junta de
Castilla y León



INFORMACIÓN A PACIENTES PORTADORES DE TRATAMIENTO CON BOMBA DE INFUSIÓN AMBULATORIA CADD®-Solis VIP

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HAD)

COMPLEJO
ASISTENCIAL
UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA



Junta de
Castilla y León

BOMBA DE INFUSIÓN AMBULATORIA, ¿QUÉ ES?

Su tratamiento requiere la utilización de una **bomba de infusión ambulatoria** que es una máquina para administrar su **medicación de forma continua y precisa** sin la necesidad de ingreso hospitalario.

La bomba CADD®-Solis administra el medicamento a través de una infusión. Una **infusión** consiste en administrar medicamentos en el torrente sanguíneo por una vena durante un tiempo.



Figura 1. Bomba CADD-Solis VIP

Sus **beneficios** son:

- Es pequeña y portátil (mochila para su transporte).
- Funciona con batería.
- Preserva la autonomía, calidad de vida e interacción con la familia.

ALGUNAS RECOMENDACIONES EN SU USO DIARIO



- Llevar la bomba de manera que usted se encuentre cómodo; se puede llevar la mochila de diferentes formas, en forma de riñonera, como bolsa o bandolera.
- Ropa cómoda, evitar ropa ajustada.
- Realizar las actividades diarias con normalidad.



- Puede ducharse.
- Proteger el acceso venoso del agua cubriéndolo con una bolsa o film.
- Se recomienda colocar la bomba en un taburete o toallero cerca de la ducha.
- Evitar el contacto del agua con la bomba.



- Elija la postura más cómoda para dormir.
- Desenrolle la alargadera para tener más movilidad.
- Introduzca la bomba dentro de un cajón de la mesilla o debajo de la almohada, así no notará el ruido de funcionamiento de la bomba.
- Se recomienda conectar el cable de la red durante el descanso nocturno o cuando permanezca en reposo.

ALARMAS Y MENSAJES MÁS FRECUENTES

La bomba puede emitir varias alarmas. Muchas de las alarmas le ofrecen la opción de “confirmar” o “silenciar”.

Confirmar: Hace desaparecer la alarma de la pantalla.

Silenciar: la alarma permanece en la pantalla, pero se silencia durante 2 minutos. La alarma continuará sonando hasta que se confirme o se solucione.

Los tipos de alarma y mensaje son:

MENSAJE ALARMA	SOLUCIÓN
Batería baja. Cambiar batería	Conectar la bomba a toma de corriente
Oclusión línea: línea arriba o línea abajo	Revisar si el sistema de suero está pinzado y/o acodado Pulsar SILENCIAR, elimine la causa y se reinicia la bomba automáticamente
Volumen de recipiente bajo	Avisa del próximo final de la infusión Pulsar SILENCIAR alarma. Pulsar PARAR/INICIAR Esperar llegada del EQUIPO HAD
Volumen de recipiente vacío	Final de la infusión Pulsar SILENCIAR alarma. Pulsar PARAR/INICIAR Esperar llegada del EQUIPO HAD