

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. VIGIRA

Procedimiento para la recepción, registro y procesado de las muestras de salud pública
en el laboratorio de microbiología

Puntos clave en el Laboratorio de Micribiología

- Detectar TODAS las MUESTRAS DE SAUD PÚBLICA- RED CENTINELA para PATÓGENOS RESPIRATORIOS que lleguen al laboratorio con la pegatina rosa.
- Registrar la muestra con el solicitante y el paciente en la aplicación VIGIRA
- Antes de proceder al análisis, EXTRAER UNA ALÍCUOTA que debe identificarse con, al menos, el número de muestra del laboratorio para su trazabilidad.
- Procesar las muestras y poner los resultados a disposición del solicitante por el procedimiento habitual del laboratorio.
- Registrar el RESULTADO de los análisis en la aplicación VIGIRA
- Las muestras positivas a los virus de la gripe deben ser remitidas al Centro Nacional de Gripe de Valladolid, con la periodicidad y el transporte que se determine.

Identificadores para trazabilidad de la muestra y del paciente

- ☐ MUETRA DE SALUD PÚBLICA-RED CENTINELA: enviada por un médico centinela y con pegatina rosa
- ☐ Si no trae pegatina, puede ser de un médico NO CENTINELA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
- ☐ Número de muestra de origen o número de muestra de laboratorio para su trazabilidad en los tubos, resultados y aplicación VIGIRA.
- ☐ CIP del paciente y CIAS del profesional.
- ☐ Fecha de la toma del frotis.

1. Recepción de la petición y muestra



'MUESTRA DE SALUD PÚBLICA - RED CENTINELA SANITARIA'

Registro muestra en PVIG-VIGIRA



Muestra centinela (+ y -)

Muestra no centinela de AP (+ y -)

Muestra no centinela hospital (+ a gripe y VRS)

Denominadores: pruebas realizadas

2. Procesado

Alicuotar



RT-PCR
Multiplex patógenos respiratorios

Registro resultados en PVIG-VIGIRA

3. Comunicación resultados



Sólo las positivas a virus de la gripe

4. Envío muestras al CNG



Registro resultados en PVIG-VIGIRA

Base de datos
VIGIRA

Centinela



Consulta acceso a resultados