

ABSCESOS CERRADOS

MATERIAL NECESARIO



Gasas estériles
Povidona iodada
Alcohol 70º



Jeringa y aguja estériles



Recipiente estéril

PROCEDIMIENTO

- Limpiar la zona con alcohol, de forma concéntrica comenzando por el centro.
- Repetir la operación con povidona, dejar secar al menos 1 minuto (en pacientes con hipersensibilidad al yodo, en lugar de povidona se utilizará alcohol dos veces consecutivas).
- Realizar una punción-aspiración del absceso con jeringa y aguja. Introducir la muestra en el recipiente estéril.
- Las muestras deben enviarse al laboratorio tan pronto como sea posible. Hasta que esto suceda, mantener las muestras a temperatura ambiente.

Figura 1. Toma de la muestra, técnica PIA



Es muy importante especificar en el volante de petición la **localización del absceso** con vistas a la interpretación de los resultados.