

Realizado por:
 Dra. T. Marrodán Ciordia, Dra. M. Arias Temprano

 Revisado y Aprobado por: Jefe de Servicio
 Dra. M.I. Fernández Natal

ABSCEOS CERRADOS
MATERIAL NECESARIO

Gasas estériles Povidona iodada Alcohol 70°		Recipiente estéril	
Jeringa y aguja estériles			

LOCALIZACIÓN

Consulta de Microbiología (Sala de extracciones)

PROCEDIMIENTO

- Limpiar la zona con alcohol, de forma concéntrica comenzando por el centro.
- Repetir la operación con povidona, dejar secar al menos 1 minuto (en pacientes con hipersensibilidad al yodo, en lugar de povidona se utilizará alcohol dos veces consecutivas).
- Realizar una punción-aspiración del absceso con jeringa y aguja. Introducir la muestra en el recipiente estéril.
- Las muestras deben enviarse al laboratorio tan pronto como sea posible. Hasta que esto suceda, mantener las muestras a temperatura ambiente.

Figura 1. Toma de la muestra, técnica PIA


OBSERVACIONES

Es muy importante especificar en el volante de petición la localización del absceso con vistas a la interpretación de los resultados.

Anexo:

Anexo I: Resumen Ficha Técnica